

# Te-Econom Plus®

Sistema de Restauração Direta

Te-Econom Plus® • Te-Econom Bond® • Te-Econom Flow®



# Te-Econom Plus®

Compósito híbrido radiopaco e fotopolimerizável.  
Indicado para restaurações de Classes I a V.

## Vantagens:

- Excelentes propriedades físicas e fácil polimento;
- Alta radiopacidade e alto tempo de trabalho;
- Disponível nas cores A1, A2, A3, A3.5, B2 e C3.



# Te-Econom Bond®

Adesivo fotopolimerizável monocomponente para esmalte e dentina.

## Indicações:

- Restaurações diretas.

## Vantagens:

- Adesivo de aplicação única;
- Alta força de adesão;
- Evaporação mínima do solvente (álcool).



# Te-Econom Flow®


Compósito fluido radiopaco, indicado para:

- Pequenas restaurações posteriores (Classes I e II);
- Restaurações classes III, IV e V;
- Restaurações preventivas com resina.

## Vantagens:


- Diversas indicações;
- Fácil manuseio e acesso a pequenas áreas;
- Aplicação precisa e econômica;
- Disponível nas cores A2 e A3.

## Radiopacidade



Fonte: R&D Ivoclar Vivadent 2007

## Tempo de Trabalho



Fonte: R&D Ivoclar Vivadent 2007



Para maiores informações: [cac@ivoclarvivadent.com.br](mailto:cac@ivoclarvivadent.com.br)  
Alameda Caiapós, 723 - Tamboré - 06460-110 - Barueri - SP - Fone: 11 2424-7400 - Fax: 11 2424-7440

\*Todas as imagens neste folheto são ilustrativas